

**Il rollator saliscale.**

**TOPRO**  
STEP

## Autonomia e sicurezza

**TOPRO è il saliscale**  
per le scale di casa

- funzionamento meccanico
- per tutti i tipi di scale



made in Norway



“

*Da quando ho TOPRO Step, non  
ho più paura di fare le scale.*

Maria (68),  
ha TOPRO Step dal 2016

*Sono tornato ad essere  
attivo come prima.*

Giorgio (95),  
usa TOPRO Step dal 2017



# Mantieniti **attivo** e **indipendente**

Per molte persone le scale sono ostacoli nella vita di tutti i giorni, **ma possono diventare un utile strumento per restare attivi**. Cadere dalle scale comporta spesso conseguenze molto serie, per questo molte persone evitano di fare le scale, soprattutto chi vive solo. Ogni anno più di un milione di persone viene ricoverato in ospedale a causa di cadute dalle scale.

## con l'innovativo saliscale **TOPRO Step**

TOPRO Step è l'**innovativo corrimano saliscale meccanico** inventato dall'azienda leader norvegese TOPRO.

TOPRO Step è composto da un corrimano e da un deambulatore che scorre sui solidi binari del corrimano. Quando ti senti stanco o insicuro, il maniglione deambulatore ti sostiene e ti protegge. TOPRO Step ti restituisce il **sostegno e la sicurezza** che ti servono per continuare a vivere la tua casa in sicurezza ed autonomia.

TOPRO Step **non utilizza elettricità** e si adatta a **tutti i tipi di scale**, a partire da una larghezza di 60cm

**120 kg**

per massimo utente

**120–200 cm**

altezza minima utente

**Sostenibile**

Materiali di altissima qualità,  
prodotto con il 100% di energia  
idroelettrica in NORVEGIA

**Sistema modulare**

TOPRO Step si assembla sulla scala dopo  
una attenta progettazione su misura



# Un **Maniglione** tanta **sicurezza**

TOPRO Step è progettato sulla tua statura e sulle tue esigenze. La barra di appoggio di TOPRO Step è **ergonomica**, e offre **due appoggi ad altezze diverse**, e può essere usato insieme al corrimano, per offrire sempre un sostegno sicuro in tutte le posizioni. Decidi tu come utilizzarlo, sentendoti sicuro e stabile.



## **Facile da usare**

TOPRO Step si usa anche con una mano, è molto semplice ed affidabile da usare.



## **Usalo insieme al corrimano**

E' comodo se vuoi sentirti più sicuro mentre fai avanzare il maniglione.



## **Adatto anche per una presa verticale**

anche i tubolari verticali possono essere usati per sostenersi, per le persone che hanno problemi di postura dei polsi..



# ... e tante funzioni

Il maniglione rollator **si può ripiegare** quando non viene usato. Questo permette di lasciare la scala libera per la comodità di tutta la famiglia. I ganci portaoggetti e le diverse tipologie di presa del maniglione lo rendono sicuro sia per salire che per scendere le scale in sicurezza.



## Leggerissimo

Il rollator si ripiega e **pesa solo 1.3 kg**, e i pulsanti di sicurezza sono molto semplici da usare.




## Ganci porta oggetti

Presenti su entrambi i lati (opzionali) sono utilissimi per portare borse e giacche.

# TOPRO Step – adatto per tutti i tipi di scala

TOPRO Step è composto da un corrimano sul quale scorre il maniglione rollator. I binari del corrimano vengono progettati **su misura**, e si può installare su **tutti i tipi di scala**, dritta o con curve, interna o all'aperto.

TOPRO Step **non consuma corrente**, e **non servono permessi** nè opere murarie.




## Poco ingombrante

Il corrimano occupa solo 10 cm, il rollator solo 17cm quando è richiuso.




dopo



dopo



dopo



Esempi di installazioni domestiche ...

# le **scale** diventano a miche della **riabilitazione**

TOPRO Step è lo strumento perfetto, **sia in casa sia nei centri di riabilitazione e in ospedale.** Il rollator può essere utilizzato dietro al paziente, così da eliminare il rischio di cadute e permette al medico di concentrarsi con più efficacia sui movimenti del paziente..

Anche in casa TOPRO Step è utilissimo per permettere a tutti di utilizzare le scale come un luogo di esercizio senza alcun pericolo.




## Utile per **tutte** le **età**



**TOPRO Step è utile per tutte le età.** Anziani, bambini, pazienti con problemi cardiaci, pazienti oncologici o chi semplicemente ha subito i danni di una caduta o ancora pazienti con patologie neurologiche – TOPRO Step garantisce sostegno per continuare a fare le scale in sicurezza e a mantenere la propria indipendenza.





**Prodotto da:**



TOPRO Industri AS dep. Trondheim  
Fossegrenda 30B  
7038 Trondheim – Norway

Learn more



TOPRO Step

Distributore ESCLUSIVO per l'Italia

**MOBILITY CENTER SRL**

Piazza F. Martelli 3/5  
20162 MILANO (MI) ITALY  
www.mobilitycenter.it  
info@mobilitycenter.it tel. +39.348.8900767

All illustrations, dimensions and prices are subject to printing errors.  
Tolerances, colour variations and technical innovations are not excluded.

[www.toprostep.it](http://www.toprostep.it)

[www.mobilitycenter.it](http://www.mobilitycenter.it)

[www.toprostep.com](http://www.toprostep.com)

## TOPRO Step nel mondo



**Presenti nel Mondo**

con **filiali e tecnici  
qualificati**



Designed and manufactured  
in Norway. TOPRO guarantees the highest quality  
and offers up to 5 years extended warranty.

made in Norway

